




Conheça nossa linha para
Bloqueio da Dor

OneBlock
DuoBlock
V-Block

OneBlock, DuoBlock e VBlock

21G - 80mm/100mm/120mm/150mm


- ♦ A Vital Union desenvolveu uma linha para bloqueio da dor que servem como instrumentos perfeitos para entrega de anestésicos, anti-inflamatórios ou viscosuplementadores em regiões ideais para ação direta desses medicamentos. Por serem híbridas, as cânulas podem ser utilizadas nas técnicas de estimulação elétrica do nervo através de ultrassom, fluoroscopia ou por uma combinação dessas.
- ♦ As cânulas contam com um bisel de alta penetração em 16°, marcadores de profundidade, extensão facilmente desacoplável com maior controle de dosagem, revestimento interno e externo com polímero NANOCLEAR - Isolamento elétrico perfeito. O OneBlock e DuoBlock são com cânulas ecogênicas, que contam com a Tecnologia EcoBright - Alta performance de imagem para ultrassom, já o kit V-Block contam com cânulas não ecogênicas.
- ♦ As cânulas são fabricadas em aço inoxidável com tratamento nanoclear. Os kits são fornecidos de forma estéril, acondicionados em um sistema de embalagem tipo duplo blister, selado com papel grau cirúrgico tipo Tyvec®, garante a proteção ideal para os produtos, oferecendo segurança e integridade durante o transporte e armazenamento.



Indicações:

- ♦ Bloqueio facetário/peri-facetário
- ♦ Bloqueio no sacro-iliaca
- ♦ Bloqueio foraminal
- ♦ Estimulação elétrica do nervo
- ♦ Bloqueio de pontos gatilho
- ♦ Bloqueio nos membros superiores ou inferiores guiados ou não por imagem

Kit	Composição
OneBlock	Uma agulha ecogênica, uma seringa e um extensor
DuoBlock	Duas agulhas ecogênicas, uma seringa, um manifold e dois extensores
V-Block	Duas agulhas não ecogênicas, uma seringa, um manifold e dois extensores



Código	Descrição	Anvisa
05.001.002.021080	Kit Cânula de Bloqueio OneBlock 80 mm 21G	8242666001
05.001.002.021100	Kit Cânula de Bloqueio OneBlock 100 mm 21G	8242666001
05.001.002.021120	Kit Cânula de Bloqueio OneBlock 120 mm 21G	8242666001
05.001.002.021150	Kit Cânula de Bloqueio OneBlock 150 mm 21G	8242666001
05.001.003.021080	Kit Cânula de Bloqueio DuoBlock 80 mm 21G	8242666002
05.001.003.021100	Kit Cânula de Bloqueio DuoBlock 100 mm 21G	8242666002
05.001.003.021120	Kit Cânula de Bloqueio DuoBlock 120 mm 21G	8242666002
05.001.003.021150	Kit Cânula de Bloqueio DuoBlock 150 mm 21G	8242666002
05.001.004.021080	Kit Cânula de Bloqueio V-Block 80 mm 21G	8242666003
05.001.004.021100	Kit Cânula de Bloqueio V-Block 100 mm 21G	8242666003
05.001.004.021120	Kit Cânula de Bloqueio V-Block 120 mm 21G	8242666003
05.001.004.021150	Kit Cânula de Bloqueio V-Block 150 mm 21G	8242666003



(19) 3534-3647

www.vitalunion.com.br

Avenida 12, 2530, Jd São Paulo, Rio Claro - SP