





Conheça nosso kit para
Túnel do Carpo
Karpós



Karpós

Kit Túnel do Carpo

- ◆ O Karpós, Kit Túnel do Carpo da Vital Union, é desenvolvido para fornecer ao médico as ferramentas necessárias para uma técnica altamente avançada e minimamente invasiva da ressecção e descompressão do ligamento transverso carpal com o acompanhamento de artroscopia.
- ◆ O Kit Túnel do Carpo Vital Union é fabricado utilizando Copolímero ABS, Aço inoxidável e o cabo da lâmina é revestido com Poliamida. O Kit é fornecido de forma estéril e acondicionado em um sistema de embalagem tipo duplo blister, selado com papel grau cirúrgico tipo Tyvec®.



Indicação:

- ◆ Ressecção e descompressão do Ligamento Transverso Carpal.

Composição


Lâmina túnel do carpo

Cânula para descompressão

Dilatador diâmetro 7,0mm

Dilatador diâmetro 5,5mm

Mandril para descompressão



Código	Composição	Anvisa
05.001.005.000001	Kit Túnel do Carpo Vital Union	82426669004



(19) 3534-3647

www.vitalunion.com.br

Avenida 12, 2530, Jd São Paulo, Rio Claro - SP